


## ATTO 425 NHS Ester 说明书

### 1. 一般性质

产品名称:	ATTO 425 NHS Ester (中文: ATTO 425 琥珀酰亚胺酯)
CAS 号:	892156-28-4
产品货号:	OLE-1002-1MG
外观性状:	黄绿色粉末
分子式:	C <sub>26</sub> H <sub>30</sub> N <sub>2</sub> O <sub>8</sub>
分子量:	498.53
净分子量(F.W.)	N/A

结构式:



光谱:	$\lambda_{\max}$ : 425 $\pm$ 3nm, 在乙醇中 (含 0.1% 的三氟乙酸)
溶解性:	溶于水、DMF、DMSO
质控项目:	如, HPLC ( $\geq$ 90%)

### 2. 产品描述

Atto 是近几年来新兴起的一系列的染料, 是以它们各自的激发波长命名的。Atto 这一系列的荧光染料约有 25 种, 其种类比 Alexa 染料多 5 种, 故其荧光标记波段全, 所以可以标记某些荧光染料不可标记的生物大分子, Atto 染料通常是香豆素类、罗丹明、噁等的衍生物, 与用时间较长且适用范围广泛的染料相比, Atto 染料在长时间照射下更加稳定。

### 3. 产品用法

Atto 425 NHS Ester 是一种荧光标记物, 可用于在体外和活细胞中监测三组分蛋白质-蛋白质相互作用。此法非常适合高通量筛选。

### 4. 储存条件

-20°C 避光保存。