

1-(3-氟丙基)氮杂环丁烷-3-胺说明书

1. 一般性质

产品名称: 1-(3-氟丙基)氮杂环丁烷-3-胺 (英文: 1-(3-Fluoropropyl)azetidin-3-amine)

CAS 号: 1538772-53-0


产品货号: PLK-H23061-1G

外观性状: 固体

分子式: $C_6H_{13}FN_2$

分子量: 132.18

结构式:



密度: $1.0 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$

沸点: $167.9 \pm 35.0 \text{ }^\circ\text{C}$ at 760 mmHg

LogP: -0.19

折射率: 1.456

质控项目: 如, HPLC ($\geq 95\%$)

2. 产品描述

医药中间体。

3. 产品用法

医药中间体。

4. 储存条件

2~8 $^\circ\text{C}$ 储存, 避光。

效期暂定两年。