


质检分析报告 (Certificate of Analysis)

产品信息

中文名称: VIC 异构体 琥珀酰亚胺酯	
英文名称: VIC Isomer NHS Ester	
货号: OLE-0502-5MG	批号: P1123002
CAS 号: NA	分子式: C ₃₁ H ₁₆ Cl ₃ NO ₉
分子量: 652.82	外观性状: 橙色固体
净分子量(F.W.): 537.82	
结构式: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	

质检信息

检验项目	检验标准	检验结果
光谱信息	526 ± 3nm / 543 ± 3nm	526nm / 543nm
纯度 (HPLC)	≥90%	96.16%
¹ H NMR	符合结构	符合结构
其它信息	N/A	N/A
结论: 检验结果符合要求, 产品合格。 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>		

分析员: 陈炯林

分析日期: 2023.11.28

复核员: 董桥海

复核日期: 2023.11.28