



质检分析报告 (Certificate of Analysis)

产品信息

中文名称: VIC 异构体琥珀酰亚胺酯	
英文名称: VIC Isomer NHS Ester	
货号: OLE-0502-5MG	批号: P1123001
CAS 号: N/A	分子式: $C_{31}H_{16}Cl_3NO_9$
分子量: 652.82	外观性状: 橙色固体
净分子量(F.W.): 537.82	
结构式: 	

质检信息

检验项目	检验标准	检验结果
光谱信息	526 ± 3nm/543 ± 3nm	526nm/543nm
纯度 (HPLC)	≥95%	96.09%
¹ H NMR	符合结构	符合结构
其它信息	N/A	N/A
结论: 检验结果符合要求, 产品合格。		



分析员: 陈焯林

分析日期: 2023.11.13

复核员: 董桥海

复核日期: 2023.11.13