


质检分析报告 (Certificate of Analysis)

产品信息

中文名称: Sulfo-CY5 -羟基琥珀酰胺酯	
英文名称: Sulfo-Cy5 NHS ester	
货号: OLE-0803-5MG	批号: P1123002
CAS 号: NA	分子式: C ₄₃ H ₅₈ N ₄ O ₁₀ S ₂
分子量: 855.07	外观性状: 蓝色固体
净分子量(F.W.): 637.87	
结构式:	
	

质检信息

检验项目	检验标准	检验结果
光谱信息	646±3nm/662±3nm	646nm/662nm
纯度 (HPLC)	≥90%	96.50%
¹ H NMR	符合结构	符合结构
其它信息		N/A
结论: 检验结果符合要求, 产品合格。		

分析员: 陈炯林

分析日期: 2023.11.22

复核员: 董桥海

复核日期: 2023.11.22