


dT-Alkynyl Amidite 说明书

1. 一般性质

产品名称:	dT-Alkynyl Amidite (中文: dT-Alkynyl 亚磷酰胺)
CAS 号:	N/A
产品货号:	OLA-1601-250MG
外观性状:	灰白色固体
分子式:	$C_{48}H_{56}N_5O_9P$
分子量:	877.96
净分子量(F.W.)	N/A

结构式:



光谱:	N/A
溶解性:	溶于乙腈和 DCM
质控项目:	如, HPLC ($\geq 90\%$)

2. 产品描述

用于 oligo 合成。

3. 产品用法

冲淡: 乙腈。

耦合: 标准耦合, 与正常核碱基相同。

裂解: 氨水, 室温 2 小时。

脱保护: 与受保护的核碱基相同。

4. 储存条件

-20°C 储存, 避光。