

## 6-JOE NHS Ester 说明书

### 1. 一般性质

产品名称: 6-JOE NHS Ester (中文: 6-JOE 琥珀酰亚胺酯)

CAS 号: 113394-23-3

产品货号: OLE-0301-5MG


外观性状: 固体

分子式:  $C_{27}H_{17}Cl_2NO_{11}$

分子量: 602.33

净分子量(F.W.) N/A

结构式:



光谱:  $\lambda_{Ex}/\lambda_{Em}$ :  $520 \pm 3nm/545 \pm 3nm$

溶解性: 溶于 DMSO

质控项目: 如, HPLC ( $\geq 90\%$ )

### 2. 产品描述

6-JOE SE (6-JOE NHS Ester) 是一种胺反应性荧光探针, 适用于氨基修饰的寡核苷酸合成后标记。

### 3. 产品用法

适用于荧光标记。

### 4. 储存条件

-20°C 储存。